

INSTRUKCJA UŻYCIA

Cavitimi Tymczasowy materiał wypełniający

Opis

Jest to gotowy tymczasowy materiał wypełniający, zawierający tlenek cynku, uwalniający jony wapnia, samoutwardzalny z wodą (pod wpływem wilgoci) do tymczasowego wypełnienia ubytków. Cavitimi jest przeznaczony do krótkoterminowych wypełnień tymczasowych. Cavitimi całkowicie pokrywa ubytek i nie pozwala na mikroprzeciek. Cavitimi jest materiałem biokompatybilnym i nie uszkadza mięszki ani dęszek.

Zalety

- Zapobiega infekcjom bakteryjnym
- Cavitimi jest higroskopijny. Łatwo rozprasza wilgoć i wykazuje wysoką rozszerzalność liniową z absorpcją wody podczas twardnienia. Twardnieje szybko i bez pęcherzyków powietrza w wilgotnym środowisku.
- Wykazuje niską rozszerzalność objętościową.
- Cavitimi wykazuje wysoką nieprzepuszczalność dzięki specjalnie opracowanej formule i całkowicie wypełnia ubytek. Zapewnia całkowitą szczelność przed przenikaniem bakterii, mikroorganizmów, płynów i materiałów organicznych z ubytku do układu kanałów korzeniowych - tkanek okołowierzchołkowych.
- Zapobiega wyciekaniu leków stosowanych w kanale korzeniowym.
- Cavitimi ma wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej i wysoką zdolność marginalnego zamykania.
- Zapobiega zanieczyszczeniu układu kanałów korzeniowych i tkanek okołowierzchołkowych.
- Dzięki specjalnej strukturze preparat ten zapewnia wygodę użytkowania, nie przykleja się do szpatułki i jest łatwy do wkładania i wyjmowania z ubytku.
- Dzięki opracowanej specjalnej formule chroni zęb, uwalniając wapń i fluor będąc w zębie.
- Preparat ten jest wysoce odporny na ciśnienie okluzyjne i nie wykazuje ścierania. Nie obserwuje się pogorszenia w płynach doustnych lub pod wpływem materiałów antyseptycznych.

Skład

Tlenek cynku, siarczan wapnia, fluorek wapnia, aromat

Wskazania

- Tymczasowe wypełnianie ubytków
- Endodontyczne wypełnienia tymczasowe

Uwaga: tymczasowe wypełnienie Cavitimi nie powinno pozostawać w ubytku dłużej niż 2 tygodnie.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u pacjentów uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu Cavitimi
- Nie stosować w przypadku długotrwałego zamknięcia ubytków (powyżej 10-14 dni).

Aplikacja

Przed aplikacją zwilżyć ubytek przez spryskanie wodą lub w inny sposób. Ponieważ Cavitimi twardnieje pod wpływem wilgoci (śluzu lub płynu doustnego) poprzez wchłanianie wody do struktury, ugniatanie masy, która ma być umieszczona w ubytku w mokrych rękawiczkach przed aplikacją, przyspieszy twardnienie Cavitimi. Nałożyć Cavitimi do ubytku za pomocą upychadła lub szpatułki i dopasować masę do ścianek ubytku lekkimi pociągnięciami. Zdjąć okluzyjne punkty kontaktowe za pomocą skalera. Spryskanie wodą obszaru roboczego po aplikacji skróci czas utwardzania Cavitimi.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania 1-30 °C/ 33,8-86 °F. Chronić przed światłem słonecznym i wilgocią.

Okres przydatności

2 lata od daty produkcji.

Działania niepożądane

Ponieważ cavitimi twardnieje poprzez wchłanianie płynu ustnego lub wody, może powodować tymczasowy ból podczas twardnienia, dlatego zaleca się zwilżenie ubytku przed nałożeniem tymczasowego wypełnienia. Po aplikacji można często nawilżyć wewnątrz jamy ustnej i łagodzić ból spowodowany twardnieniem tymczasowego wypełnienia.

Interakcje

Nie są znane jakiegokolwiek interakcje z innymi substancjami.

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ostrzeżenia

Do stosowania przez stomatologów wyłącznie w określonych wskazaniach. W przypadku kontaktu Cavitimi z oczami należy przemyć je wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu Cavitimi z błoną śluzową wystarczy przemyć miejsce kontaktu wodą. Trzymać z dala od dzieci. Nie używać produktu po upływie daty ważności. Po każdym użyciu szczelnie zamknąć zakrętkę butelki, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza i wilgoci do materiału wewnątrz butelki. Materiał pozostały po aplikacji NIGDY nie powinien być wlewany z powrotem do butelki

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt 01 03.07.2020 TD- 03-IFU-45 Nr ref.: 2108&2109

INSTRUKCJA UŻYCIA

Cavitimi Tymczasowy materiał wypełniający

Opis

Jest to gotowy tymczasowy materiał wypełniający, zawierający tlenek cynku, uwalniający jony wapnia, samoutwardzalny z wodą (pod wpływem wilgoci) do tymczasowego wypełnienia ubytków. Cavitimi jest przeznaczony do krótkoterminowych wypełnień tymczasowych. Cavitimi całkowicie pokrywa ubytek i nie pozwala na mikroprzeciek. Cavitimi jest materiałem biokompatybilnym i nie uszkadza mięszki ani dęszek.

Zalety

- Zapobiega infekcjom bakteryjnym
- Cavitimi jest higroskopijny. Łatwo rozprasza wilgoć i wykazuje wysoką rozszerzalność liniową z absorpcją wody podczas twardnienia. Twardnieje szybko i bez pęcherzyków powietrza w wilgotnym środowisku.
- Wykazuje niską rozszerzalność objętościową.
- Cavitimi wykazuje wysoką nieprzepuszczalność dzięki specjalnie opracowanej formule i całkowicie wypełnia ubytek. Zapewnia całkowitą szczelność przed przenikaniem bakterii, mikroorganizmów, płynów i materiałów organicznych z ubytku do układu kanałów korzeniowych - tkanek okołowierzchołkowych.
- Zapobiega wyciekaniu leków stosowanych w kanale korzeniowym.
- Cavitimi ma wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej i wysoką zdolność marginalnego zamykania.
- Zapobiega zanieczyszczeniu układu kanałów korzeniowych i tkanek okołowierzchołkowych.
- Dzięki specjalnej strukturze preparat ten zapewnia wygodę użytkowania, nie przykleja się do szpatułki i jest łatwy do wkładania i wyjmowania z ubytku.
- Dzięki opracowanej specjalnej formule chroni zęb, uwalniając wapń i fluor będąc w zębie.
- Preparat ten jest wysoce odporny na ciśnienie okluzyjne i nie wykazuje ścierania. Nie obserwuje się pogorszenia w płynach doustnych lub pod wpływem materiałów antyseptycznych.

Skład

Tlenek cynku, siarczan wapnia, fluorek wapnia, aromat

Wskazania

- Tymczasowe wypełnianie ubytków
- Endodontyczne wypełnienia tymczasowe

Uwaga: tymczasowe wypełnienie Cavitimi nie powinno pozostawać w ubytku dłużej niż 2 tygodnie.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u pacjentów uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu Cavitimi
- Nie stosować w przypadku długotrwałego zamknięcia ubytków (powyżej 10-14 dni).

Aplikacja

Przed aplikacją zwilżyć ubytek przez spryskanie wodą lub w inny sposób. Ponieważ Cavitimi twardnieje pod wpływem wilgoci (śluzu lub płynu doustnego) poprzez wchłanianie wody do struktury, ugniatanie masy, która ma być umieszczona w ubytku w mokrych rękawiczkach przed aplikacją, przyspieszy twardnienie Cavitimi. Nałożyć Cavitimi do ubytku za pomocą upychadła lub szpatułki i dopasować masę do ścianek ubytku lekkimi pociągnięciami. Zdjąć okluzyjne punkty kontaktowe za pomocą skalera. Spryskanie wodą obszaru roboczego po aplikacji skróci czas utwardzania Cavitimi.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania 1-30 °C/ 33,8-86 °F. Chronić przed światłem słonecznym i wilgocią.

Okres przydatności

2 lata od daty produkcji.

Działania niepożądane

Ponieważ cavitimi twardnieje poprzez wchłanianie płynu ustnego lub wody, może powodować tymczasowy ból podczas twardnienia, dlatego zaleca się zwilżenie ubytku przed nałożeniem tymczasowego wypełnienia. Po aplikacji można często nawilżyć wewnątrz jamy ustnej i łagodzić ból spowodowany twardnieniem tymczasowego wypełnienia.

Interakcje

Nie są znane jakiegokolwiek interakcje z innymi substancjami.

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ostrzeżenia

Do stosowania przez stomatologów wyłącznie w określonych wskazaniach. W przypadku kontaktu Cavitimi z oczami należy przemyć je wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu Cavitimi z błoną śluzową wystarczy przemyć miejsce kontaktu wodą. Trzymać z dala od dzieci. Nie używać produktu po upływie daty ważności. Po każdym użyciu szczelnie zamknąć zakrętkę butelki, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza i wilgoci do materiału wewnątrz butelki. Materiał pozostały po aplikacji NIGDY nie powinien być wlewany z powrotem do butelki

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt 01 03.07.2020 TD- 03-IFU-45 Nr ref.: 2108&2109

